

4 TEKERLEKLİ KATLANABİLİR YÜRÜTEÇ



222B



Teknik Özellikler

Genişlik	67 cm
Yükseklik	80 cm - 92 cm
Uzunluk	70 cm
Koltuk genişliği	46 cm
Ağırlık	7 kg
Maksimum kapasite	136 kg



222T



TEKERLEKLİ YÜRÜTEÇ

Katlanabilir ayak pedalı özelliği ile...

Teknik Özellikler

Genişlik	60 cm
Yükseklik	77 cm - 87 cm
Koltuk yüksekliği	54 cm
Koltuk genişliği	35.5 cm
Ağırlık	8.2 kg
Maksimum kapasite	110 kg