

Neutus R150



Teknik Özellikler

Motor: 340x2W

Ön Teker Ölçüsü: 9"

Arka Teker Ölçüsü: 14"

Akü: 32Ahx2

Taşıma Kapasitesi: 120kg

Akülü Toplam Ağırlık: 64kg

Aküsüz Toplam Ağırlık: 42kg

Oturma Geniřliđi: 45cm

Dolgu Teker

Çift Makaslı Alüminyum Şase

USB Bağlantı Noktası

Gergi Ayarlı Sırtlık

Katlanabilir Sırtlık

Yüksekliliđi Ayarlanabilen Kolçak

Yüksekliliđi Ayarlanabilen ve Çıkarılabilen Ayaklık

Sökülebilir ve Yıkabilir Döşeme Grubu