



DE LUXE LIFT 1620 / 1820



Teknik Özellikler

Koltuk genişliği	16", 18"
Motor kapasitesi	2x300 W
Akü kapasitesi	2x50 Ah
Maksimum hız	10 km/h
Taşıma kapasitesi	160 kg
Ürün ağırlığı	90 kg
Tekerlekli sandalye yüksekliği	100 cm
Koltuk derinliği	45 cm
Sırt yüksekliği	76 cm
Tekerlekli uzunluğu	119 cm

