


AKTİF /SPORCU SANDALYESİ



AVIATOR



Opsiyonel jant kapakları



Kişiye özel ölçü, renk ve özelliklerde üretilme imkanı.

Şase Renkler:

Hiçbir ekstra ücret ödmeden isteğe bağlı.

Teknik Özellikler

Boyutlar	16"	18"
Koltuk genişliği	41 cm	45 cm
Koltuk derinliği	42 cm	42 cm
Tekerlekli sandalye yüksekliği	90 cm	90 cm
Tekerlekli sandalye genişliği	61 cm	66 cm
Tekerlekli sandalye uzunluğu	81 cm	81 cm
Katlanmış tekerlekli sandalye genişliği	34 cm	34 cm
Ağırlık	16 kg	17 kg
Maksimum kapasite	100 kg	100 kg