

AYAĞA KALKABİLİR ÇOCUK SANDALYESİ (MANUEL SÜRÜŞ/MOTORLU KALKIŞ)

Serebral Palsi, Spina Bifida ve Alt Ekstremitte Bozuklukları olan çocuklar için Pozisyonlandırıcı Sandalyeler. Dik Pozisyonlandırılan Manuel Sürüş Motorlu Kalkış imkanı sunan Çocuk Sandalyesi



BABYHERO



Teknik Özellikler

Boyutlar	K	S
Taşıyıcının uzunluğu	104,5 cm	106 cm
Taşıma genişliği	55,5 cm	58,5 cm
Tekerlekli sandalye yüksekliği	86 cm	90cm
Koltuk derinliği	34 cm	40 cm
Koltuk genişliği	34 cm	38 cm
Arka yüksekliği	37 kg	42 kg