

BACZUS MANUEL SANDALYE

Selebral Palsi, Spina Bifida ve Alt Ekstremitte Bozuklukları olan çocuklar için Pozisyonlandırıcı Sandalyeler.



BACZUS



Renkler: 



Teknik Özellikler

Boyutlar	13"	15"
Koltuk genişliği	34 cm	38 cm
Koltuk derinliği	36 cm	36 cm
Tekerlekli sandalye yüksekliği	97,5 cm	97,5 cm
Tekerlekli sandalye genişliği	54,5 cm	64,6 cm
Tekerlekli sandalye uzunluğu	57,8 cm	87,5 cm
Ağırlık	22,8 kg	22,8 kg
Maksimum kapasite	90 kg	90 kg