

## TİLT EDEBİLİR BAŞ DESTEKLİ BANYO WC SANDALYE



Tilt edebilme özelliğiyle, üst gövde hâkimiyeti kısıtlı kullanıcılara banyo ve WC'de büyük kolaylık sağlar. Türkiye'de bir ilk olan Tilt Edilebilir Baş Destekli Banyo WC Sandalyesi, anti bakteriyel olup, çok kolay temizlenebilmektedir.



**RM 302024**



### Teknik Özellikler

Toplam yüksekliği	97-141 cm
Kol dayama -koltuk genişliği	48 cm
Koltuğun derinliği ayaklıklar dâhil	86 cm
Toplam genişlik	56 cm
Toplam derinliği	110-120 cm
Koltuk yüksekliği	44,5 cm
Ağırlık	15,1 kg
Maksimum taşıma kapasitesi	130 kg