

ÇOK FONKSİYONLU MANUEL TRANSFER LİFTİ/ SANDALYESİ

Transfer zorluğu yaşayan hasta ve refakatçilerin, günlük yaşamlarında en büyük sıkıntıları haline gelen transfer sorununa yardımcı, konforlu, güvenli ve son derece pratik bir lift/sandalyedir.

"Yerli imalat imkânı ile Türkiye'de."

Farkımız, Ayrıcalığımız, Tecrübemiz !

- Suya karşı %100 garantili paslanmaz krom şase
- Yıkanebilir, silinebilir, sıvı geçirmez özel kumaş
- Demonte kurulum ve taşınabilir kolaylık
- Genişliği ayarlanabilir şase,
- Açık veya kapalı ortamda güvenli, konforlu transfer sandalyesi ve lift fonksiyonu,
- Hafif, kolayca taşınabilir yapı ve estetik dizayn,
- Transfer ve pozisyonlama kolaylığı için çıkartılabilir sırtlık,
- Basit tak-çıkart ayaklık imkanı...

**TÜRKİYE'DE
İLK**

TÜRK PATENT [] ENSTİTÜSÜ

**MADE IN
rame**

Teknik Özellikler

Ürünün şase - taban yüksekliği	140 cm
Döşemenin yerden yüksekliği	80 cm
Döşemenin yerden yüksekliği	15 cm
Taşıma kapasitesi	maksimum 120 kg
Ürünün ağırlığı	20 kg
Garanti süresi	2 Yıl
Menşei	RAME Türkiye



EMC
EASY MOVE CHAIR

