

HAREKETLİ YÜRÜME CİHAZI

Serebral Palsi, Spina Bifida ya da benzer nörolojik problem yaşayan çocuklar ve yetişkinler için hareket etme, adım atma ya da sosyal hayata katılma gibi benzersiz imkanlara aracılık etmektedir.

Günlük yürüyüş için desteğe ihtiyacı olan engelli çocuklar ve yetişkinler için de özel olarak üretilmiş bir yürüyüş yardımcısıdır.



DYNAWALK



Denge eksikliği ve motor fonksiyon düşüklüğü tedavisinde...



Renkler: 

Teknik Özellikler

Boyutlar	1. Boy	2. Boy
Taşıma kapasitesi	135 kg	135 kg
Ürün ağırlığı	8,92 kg	12,5 kg
Ürün uzunluğu	75,5 cm	82 cm
Ürün genişliği	61-71 cm	67,5-75 cm
Omuzdan omuza yükseklik	78-105 cm	100-123 cm