

Serebral Palsi, Spina Bifida ve Alt Ekstremitte Bozuklukları olan çocuklar için konforlu Dış Mekan Pusetleri.



HOGGI ZIP

Türkiye' nin en hafif puseti.



İsteğe Özel Donanım İmkanı
ZIP Pusetlere; tente, yağmurluk, tutunma barı, abdüktör bloğu, yan ve göğüs destekleri eklenebilmektedir.



Renkler:

Teknik Özellikler

ZIP	ZIP 1	ZIP 2
Yaş	3-8 yaş	6-16 yaş
Koltuk Derinliği	30/35cm	35/40cm
Koltuk Genişliği 1.Boyut	35cm	40cm
Toplam Genişliği	59cm	65cm
Katlanır Boyu	78x36x39	91x44x40
Toplam Ağırlık	12,5kg	13,5kg
Taşıma Kapasitesi	50kg	60kg

