



JUNIOR

Selebral Palsi, Spina Bifida ve Alt Ekstremitte Bozuklukları olan çocuklar için konforlu Dış Mekan Pussetleri.



Renkler:

Teknik Özellikler

Koltuk genişliği	25 cm	30 cm
Koltuk derinliği	27 cm	33 cm
Sırt yüksekliği	47 cm	51 cm
Maksimum pusset uzunluğu	120 cm	
Ayıklık yüksekliği	24 cm	33 cm
Pusset katlandığında	110 cm - 66 cm - 65 cm	
Pusset ağırlığı	20,7 kg	21,8 kg
Maksimum kapasite	30kg	

Opsiyonel ekipmanlar: yağmurluk, rüzgârlık, masa, başlık ve yan destekler.