

Selebral Palsi, Spina Bifida ve Alt Ekstremitte Bozuklukları olan çocuklar için konforlu Dış Mekan Pusetleri.



SWEETY



Renkler:   

Teknik Özellikler

Koltuk genişliği	40 cm
Koltuk derinliği	35-40 cm
Sırt yüksekliği	70 cm
Maksimum puset yüksekliği	110 cm
Puset katlandığında	90 x 37 x 52 cm
Ayıklık yüksekliği	32-40 cm
Puset ağırlığı	19,5 kg +/- 5% *
Maksimum çocuk ağırlığı	60 kg

Opsiyonel ekipmanlar;
yağmurluk, rüzgârlık, masa,
başlık ve yan destekler.