



K9AS



Renkler:



K9AL

Teknik Özellikler

Boyutlar	15"	16"	18"
Koltuk genişliği	38 cm	40 cm	46 cm
Koltuk derinliği	39 cm	39 cm	39 cm
Tekerlekli sandalye yüksekliği	92 cm	92 cm	92 cm
Tekerlekli sandalye genişliği	62 cm	64 cm	70 cm
Tekerlekli sandalye uzunluğu	78 cm	78 cm	78 cm
Katlanmış tekerlekli sandalye genişliği	33 cm	33 cm	33 cm
Ağırlık	14 kg	14,5 kg	15 kg
Maksimum kapasite	115 kg	115 kg	115 kg



Teknik Özellikler

Boyutlar	M	L
Koltuk genişliği	50 cm	75 cm
Koltuk derinliği	40 cm	57.5 cm
Sırt yüksekliği	50 cm	60 cm
Koltuk yüksekliği	48.5 cm	51.5 cm (minder olmadan)
Ürün ağırlığı	36 kg (döşeme olmadan)	
Taşıma kapasitesi	200 kg	
Tilt	-9° / +16°	
Esneme eğimi	86° - 133°	