

## MOTORLU PORTATİF TAŞIMA SİSTEMİ

Portatif taşınabilir hasta/engelli/yaşlı taşıma sistemidir. Motorun kullanımı son derece basittir. Maksimum taşıma kapasitesi 200 kg'dır. Üründe motorla birlikte, bir adet uzaktan kumanda bulunur. Bu kayış sistemi ile kişiyi aşağı - yukarı hareket ettirmek mümkündür.

### Ürün 3 parçadan oluşur;

- Motor
- Raylar (Portatif)
- Sling (model opsiyonel)



## FREEWAY

*Transferin basit hali...*

