



Sertifika No; ISO 7176-19

Teknik Özellikler

Boyutlar	M	L
Koltuk genişliği	35cm	50 cm
Koltuk derinliği	42.5cm	50 cm
Sırt yüksekliği	50cm	60 cm
Koltuk yüksekliği	46,5cm	50 cm (minder olmadan)
Ürün ağırlığı	27.5 kg	29 kg (döşeme olmadan)
Taşıma kapasitesi	135 kg	
Tilt	-5° / +20°	
Esneme eğimi	90° - 135°	

**NETTI 4U CE PLUS****NETTI 4UCE****Teknik Özellikler**

Boyutlar	M	L	XL
Koltuk genişliği	40 cm	45 cm	50 cm
Koltuk derinliği	42 cm	50 cm	
Sırt yüksekliği	50 cm		
Koltuk yüksekliği	46,5 cm	50 cm (minder olmadan)	
Ürün ağırlığı	28 kg	32 kg (döşeme olmadan)	
Taşıma kapasitesi	125 kg		
Tilt	-5° / +20°		
Esneme eğimi	88° - 135°		