



Sertifika No; ISO 7176-19

### Teknik Özellikler

Boyutlar	M	L
Koltuk genişliği	43 cm	60 cm
Koltuk derinliği	42.5 cm	50 cm
Sırt yüksekliği	50 cm	60 cm
Koltuk yüksekliği	46.5 cm	50 cm (minder olmadan)
Ürün ağırlığı	30 kg (döşeme olmadan)	
Taşıma kapasitesi	160 kg	
Tilt	-5° / +20°	
Esneme eğimi	90° - 135°	

