

PORTATİF MERDİVEN ERİŞİM CİHAZI

Dar ve Dönerli Merdivenlerde Kullanım İmkânı

Manuel sandalye ile taşınabilir Yack N963



YACK N963



Teknik Özellikler

Ürün ağırlığı	43 kg
Motor gücü	220 W
Taşıma kapasitesi	130 kg
Maksimum basamak yüksekliği	21 ± 26 cm
Tırmanma açısı	35°
Kullanım yeri	Düz ve dönerli merdiven

