



AYAKTA DİK POZİSYONLANDIRMA CİHAZI

Ayağa kalkamayan, oturma bozukluğuna sahip ve gövde kontrolü olmayan Selebral Palsi ve Spina Bifidalı çocuklar için tasarlanmıştır. Doğru pozisyonlama yaparak hem formite gelişimini azaltır, hem de vücuda dik durmanın mükemmel faydasını yaşatır.

Tırtıl; tek kişinin çok rahat kullanabileceği bir üründür. Manuel olarak **“tek bir el hareketi ile”** ayağa kalkar. Sırtı, 4 kademeli olarak 90 dereceden 180 dereceye kadar yatabilir. Tırtıl, kan dolaşımının ve iskelet hâkimiyetin artmasını sağlayan **“tedaviye yardımcı”** bir üründür. Çocuk, hem oturma, hem de ayağa kaldırma esnasında, göğüs yeleği, bel kemeri ve dizlikler kullanılarak doğru pozisyonlandırılmalıdır. Ayrıca iskelet hâkimiyetini artıracak opsiyonel desteklerle baş ve boyun dengesinin artması sağlanmalıdır.



TIRTIL



Teknik Özellikler

Boyutlar	Küçük Boy	Büyük Boy
Koltuk genişliği	35 cm	45 cm
Koltuk derinliği	28 cm	40 cm
Toplam yüksekliği	125 ± 135 cm	155 ± 165 cm
Dıştan dışa genişliği	43 cm	51 cm
Önden arkaya uzunluğu	77 cm	91 cm
Ağırlık	35 kg	40 kg
Maksimum kapasite	35 ± 45 kg	45 ± 60 kg

AYAKTA DİK POZİSYONLANDIRMA CİHAZI

KİŞİYE ÖZEL ÜRETİM.


Çocuğunuz geliştikçe, ürün deęiřtirmeye son!

**Ayarlanabilir, oturma derinlięi ve sırt yükseklięi,
Geniřleyip daralabilen oturma ve sırt yan destek petleriyle
TÜRKİYE'DE İLK VE TEK.**

İhtiyaç duyulduęunda kullanıcıya özel ölçülerde skolyoz destekleri ilave edilir. Boy ve kiloya göre 2 ebatı mevcuttur.



TIRTIL



TÜRKİYE'DE
İLK

MADE IN
ra-me