

AKTİF /SPORCU ÇOCUK SANDALYESİ



Kişiye özel ölçü,
renk ve özelliklerde
üretilebilir.



Şase Renkleri:



Teknik Özellikler

Koltuk genişliği	36 cm	38 cm	40 cm	42 cm	44 cm
Koltuk derinliği	25 cm	28 cm	31cm	35 cm	
Sırt yüksekliği	39 cm	41cm	43 cm	45 cm	
Koltuk yüksekliği	38 cm	40 cm	42 cm	44 cm	46 cm
Arka tekerlek kamber açısı	0°	1°	2°	3°	
Ön çerçeve açısı	90°	95°	100°		



TORNADO JUNIOR

Opsiyonel jant kapakları



ÖZELLİKLİ MOTORLU ÇOCUK SANDALYESİ (PCBL 1220/1420) Motorlu Sandalye



TORNADO JUNIOR



Teknik Özellikler

Motor	2x300 W
Akü kapasitesi	2x50 Ah
Maksimum hız km/saat	12 km/saat
Menzil	25 km*
Uzunluk	100 cm
Genişlik	56 cm
Ağırlık	83 kg
Maksimum taşıma kapasitesi	80 kg