



UZAY TERAPİ



UZAY TERAPİ

Denge Egzersiz Sistemleri /Uzay Terapi, hem ayakta durma sehpası, hem de biofeedback kontrolü olan bir denge egzersiz ve aktivite sistemidir. Bu aparatla aynı zamanda başlangıç düzeyi adım egzersizleri de çalışılabilmektedir. Ayakta duramayan bir hastayı hiçbir güç kullanmadan ayağa kaldıracak olan Uzay Terapi, bütün dinamik denge egzersizlerinin kontrollü bir şekilde yapılmasını ve günlük aktivitelerle sosyal paylaşımın artmasını sağlar.



RAME tarafından piyasadaki uzay terapi ürünlerinin kafes sisteminde olmasının yarattığı dezavantajları minimuma indirebilmek için tasarlanan bu ürün, hem alandan tasarruf sağlıyor, hem de evde egzersiz imkanı sunuyor.

Endikasyonlar:

- Parapleji / Tetrapleji
- Multiple skleroz
- Hemipleji
- Musküler hastalıklar
- Geriatrik rehabilitasyon



UZAY TERAPİ


- Kullanıcıya göre boy ayarlanabilir.
- Alt ve üst tarafta bulunan tutunma barları ile hem daha güvenli hem de kullanıcıya göre ayarlanabilir.
- Arka 2 tekerlek frenli ve sabitlenebilir özellikli
- Kişiye özel skolyoz destekli sling



UZAY TERAPİ



*Çek ürünüle hem yürüme,
hem de emekleme ihtiyacını
karşılaman Pozisyonlandırıcı sling*



MADE IN
ra-me